

CE QU'IL FAUT RETENIR :

Utilisation des longueurs d'ondes de la lumière
Photostimulation des cellules
Propriétés cicatrisante, anti-inflammatoire et antalgique
Indolore, non-invasif et sans effet secondaire*
Technique reconnue et éprouvée

LE SAVIEZ-VOUS ?


La photostimulation cellulaire ou photothérapie est utilisée en médecine générale et médecine spécialisée depuis de nombreuses années. La première étude sur les effets réparateurs a été publiée en 1965. C'est un moyen de traitement non agressif et non thermique à l'aide d'un rayonnement lumineux utilisant les longueurs d'ondes du spectre lumineux.

L'utilisation de ces longueurs d'ondes correspond à un champ d'action bien précis.


L'énergie transportée par ce rayonnement (photons) a un effet stimulant sur l'A.T.P (Adénosine TriPhosphate, réserve d'énergie de nos cellules).



Bleu
450 nm à 470 nm



Rouge
610 nm à 635 nm



Vert
510 nm à 540 nm



Rouge profond
665 nm à 695 nm



Ambre
580 nm à 600 nm



Rouge profond
745 nm à 775 nm



Infrarouge
800 nm à 835 nm

CACHET DU PRATICIEN



Swiss Bio Inov
Europe

Pour plus d'informations, contactez-nous

Swiss Bio Inov Europe

305, Allées de Craponne
13300 Salon de Provence
Tel. : +33 (0)4 13 22 83 32
info@swissbioinov-europe.com
www.atp38.com



Fabriqué par : Swiss Bio Inov. Dispositif médical de classe IIa - Technologie pour applications médicales : antalgique, anti-inflammatoire, cicatrisation. CE0459.
Non remboursé par la Sécurité Sociale. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice.
Doit être utilisé par des professionnels de santé qualifiés et formés.
Des lunettes de protection doivent obligatoirement être portées par le praticien et le patient.
Contre-indiqué pour un usage pédiatrique.
Visuels non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.

ATP-DE-FR_R6w01_04/2017



L'ÉNERGIE RÉPARATRICE DES PHOTONS



* Effets secondaires très rares se limitant généralement à de l'irritation au niveau des yeux et parfois certaines rougeurs sur la peau.

À QUOI CELA SERT ?

L'appareil ATP38® est utile pour la réduction de la douleur, de l'inflammation et favorise une meilleure cicatrisation des plaies.

Anti-douleur

Anti-inflammatoire

Cicatrisation

COMMENT FONCTIONNE L'APPAREIL ATP38® ?

L'ATP38® utilise le principe de la **photostimulation** cellulaire. Les longueurs d'ondes générées à travers ses panneaux vont être captées au cœur des cellules affaiblies pour les stimuler et accélérer leur processus de régénération. Cette action indolore permettra ainsi, sans effet secondaire, d'activer la cicatrisation, réduire la douleur ou encore l'inflammation. Votre praticien a choisi de mettre à votre disposition cette technologie utilisée depuis longtemps dans le domaine médical.

DÉROULEMENT DE VOTRE SÉANCE




Prise de connaissance de la pathologie




Sélection du traitement



Suivi du traitement



SOLEIL



QUI PEUT EN PROFITER ?

Il n'y a aucune limite d'âge. Toute personne peut suivre un traitement avec l'appareil sauf dans quelques cas particuliers. N'hésitez pas à demander conseil à votre praticien sur les principes de précautions et de contre-indications.

Tous les traitements proposés par l'ATP38® sont totalement **indolores, non-invasifs et sans aucun effet secondaire.**

DURÉE DE VOTRE TRAITEMENT

Selon votre situation, le praticien déterminera le nombre et la fréquence des séances à suivre. Les premiers résultats pourront être constatés dès la première séance.

Votre séance peut durer de **6 à 15 minutes** selon le traitement déterminé avec votre praticien.

